

FABRICANTE: ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k.

MORADA: Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Polónia, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

INDICAÇÃO:

- Dispositivo utilizado após esterilização em feridas em regime ambulatorio, bloco operatório e enfermarias hospitalares
- Utilizado após esterilização como dispositivo invasivo no intraoperatório para absorver sangue e fluidos corporais de feridas cirúrgicas

CARACTERÍSTICAS:

- Material: tecido não tecido médico hidrofílico (70% viscose, 30% poliéster)
- Gramagem: 30 ou 40 g/m²
- 4 camadas
- Material macio e durável
- Podem ser esterilizadas por vapor, óxido de etileno ou radiação gama
- Prazo de validade: 5 anos



TAMANHOS E REFERÊNCIAS

REFERÊNCIA	TAMANHO	GRAMAGEM	CAIXA	CARTÃO
NL50-100	5 cm x 5 cm	30 g/m ²	100 pcs	5000 pcs
NL50-100-40	5 cm x 5 cm	40 g/m ²	100 pcs	5000 pcs
NL75-100	7,5 cm x 7,5 cm	30 g/m ²	100 pcs	4000 pcs
NL75-100-40	7,5 cm x 7,5 cm	40 g/m ²	100 pcs	4000 pcs
NL100-100	10 cm x 10 cm	30 g/m ²	100 pcs	4000 pcs
NL100-100-40	10 cm x 10 cm	40 g/m ²	100 pcs	2000 pcs
NL1020-100	10 cm x 20 cm	30 g/m ²	100 pcs	2000 pcs